



対面セミナー/大阪

歯科医師

歯科技工士

# S-WAVE 技工SEMINAR

## ～ガム色ステイニング実習～



デンタルオフィス・マサヒロ 代表

政廣 明德 先生

開催日

2025年 **11月16日**(日)9:00～17:00 **申込締切** 11月2日(日)

会場

株式会社松風 大阪営業所

大阪府吹田市広芝町19番27号  
TEL.03-3832-4366

受講料

※消費税10%対象

一般

¥24,400(税込)

松風歯科クラブ会員

(デンティスト・テクニシャンサークル)

¥20,000(税込)

定員

10名

## ▶ セミナー内容

### Vintage Art Universal GUMと 松風ディスクZRルーセントスープラを用いた 歯肉と歯冠の色調再現法



2019年に発売されたVintage Art Universalに今回ガム色が追加された。

Vintage Art Universalはパウダータイプのステインで練和液を選択できるシステムになっている。同時に発売された山本リキッドを使用することで、焼成前に焼成後の色調を把握できる特徴がある。27色のラインナップから選択、混合することであらゆる色調に柔軟に対応してきたが、そこに17色のガム色が追加になった。なかでも、ビスモディファイアーの2色は特徴的でステインの使用幅を広げてくれる素材である。

本セミナーでは、関錦二郎先生考案の「アナトミカル・ジンジバル・シェーディングテクニック」を使用し2種類の異なる色調のガム色サンプルを製作する。発色の良さと操作性、使用方法を学んでいただける内容にしている。



# S-WAVE技工セミナー

## セミナーお申し込みの流れ

### 1. セミナーサイトよりお申し込みください。

- ① セミナーサイトにアクセスし、対象のセミナーを探す。      ② 対象セミナーページ下部の「申込」ボタンを選択。      ③ 3つのボタンから該当項目を選択し、お申し込み。



業務に役立つ情報や  
ツールをご提供!

DHサークル入会はこちら



年会費 無料      会期 無期限

DHサークルに未入会の歯科衛生士様は、上記3よりお申込みいただき、セミナー開催までに左記の二次元バーコードよりDHサークルにご入会ください。

### 2. 申し込みが完了すると、受付完了メールが届きます。

セミナー詳細につきましては、開催前に別途ご案内メールをお送りします。

※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダーなどに振り分けられていないかご確認ください。そのうえで、届いていない場合はお問い合わせください。

#### 松風歯科クラブのご案内 製品やツール、製品ご購入の優待券などをご提供!

##### 歯科医師 デンティストサークル

年会費 8,000円(税別) (税込8,800円)

会期 4月1日～3月31日

##### 歯科技工士 テクニシャンサークル

年会費 4,000円(税別) (税込4,400円)

会期 4月1日～3月31日



LINE友達募集中!

セミナーや製品情報をいち早くお届け



松風公式LINE  
はこちら



お問い合わせ

TEL:075-561-1114 受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (平日のみ)

株式会社松風 営業部 IDT事業課 セミナー係

※弊社はお客様からご提供いただきましたお名前・ご住所・お勤め先・お電話番号・メールアドレス等の個人情報は、今後の弊社で開催するセミナーおよび研修会のご案内、並びに製品情報のご提供のために利用し、管理いたします。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30～12:00 12:45～17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp  
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595